

Sequencer/PCR-Platten Kompatibilitätsliste

30-SP-0037
30-SP-0127
30-SP-0446
30-SP-9600
34-365-0050
34-375-0050

PCR-Platte

Sequencer	30-SP-0037	30-SP-0127	30-SP-0446	30-SP-9600	34-365-0050	34-375-0050
ABI PRISM®						
3100, 3130		•	•	•		•
Genetic Analyser		•	•	•		•
310 Genetic Analyser			•	•		•
3700 DNA Analyser			•	•		•
3730/3730XL DNA Analyser			•	•		•
Amersham						
MegaBACE™ 500	•				•	
MJ Research						
MJ Research Base Station™	•					
Transgenomic						
Transgenomic Wave	•					

Platten:

30-SP-0037	my-Budget "96 well" PCR-Platten, mit Rahmen (Skirted), Low Profile, 25 Platten, transparent
30-SP-0127	my-Budget "96 well" PCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), 25 Platten, transparent, teilbar
30-SP-0446	my-Budget "96 well" QPCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), Oberseite umrahmt, 25 Platten, transparent
30-SP-9600	my-Budget "96 well" PCR-Platten, ohne Rahmen (non-Skirted), 25 Platten, transparent
34-365-0050	FrameStar "96 well" PCR-Platten, mit Rahmen (Skirted), 50 Platten, Rahmenfarbe transparent oder blau
34-375-0050	FrameStar "96 well" PCR-Platten, halbhoher Rahmen (Semi-Skirted), 50 Platten, Rahmenfarbe transparent oder blau